

MULTIFUNCIÓN - CARRO CUADRADO SERIE SQS Q072 B

MEDIDAS 480 x 480 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 980 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Ensamblaje con remaches y soldadura TIG.

CAJONES CUADRADOS

- Polipropileno, PP. 3 colores - B Azul, W Blanco, R Rojo.
- Alturas 57, 130 mm.
- Apertura total.
- Correderas de bolas de acero con sistema de retención.
- Tope frontal, protege la correa contra fuertes impactos de cierre.
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
- Asa ergonómica.
- Cajones con tarjetas blancas, extraíbles.

CARROS ESTÁTICOS

- Sin tirador - Fácil limpieza del panel izquierdo.
 - Lado izquierdo libre para el montaje de accesorios.
- Ruedas dobles Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno

Q072 B
SQ061 B.30.32L

ACCESORIOS

30 BANDEJA ABATIBLE

32L SOPORTE LATERAL

