

MULTIFUNCIÓN - CARRO DOBLE SERIE 300 3808

MEDIDAS 900 x 630 mm

ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 980 mm (superficie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO

- Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
- Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE

- Acero inoxidable AISI-304. Unión con remaches y soldadura TIG.

CARROS ESTÁTICOS

- Sin tirador - Fácil limpieza del panel izquierdo.
 - Lado izquierdo libre para el montaje de accesorios.
- Ruedas dobles Ø 100 mm, 2 antiestáticas, 2 con freno.



3808

N305.26LW(R1N)

ACCESORIOS

26LW(R1N) SOPORTE CENTRAL