

1

2

3

4

REF. 54 - WASTE SUPPORT 14 LITRES**REF. 54 - SOPORTE DE DESECHOS 14 LITROS**

- RIGHT SIDE OF TROLLEY ASSEMBLY
- MATERIAL: AISI-304 STAINLESS STEEL
- 2 SLEEVES FIXED TO THE TROLLEY PANEL FOR ASSEMBLY OF THE SUPPORT
- MANUALLY REMOVABLE

- MONTAJE LADO DERECHO DEL CARRO
- MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI-304
- 2 MANGUITOS FIJADOS AL PANEL DEL CARRO PARA EL MONTAJE DEL SOPORTE
- DESMONTABLE MANUALMENTE



06		Dibujado	Fecha	ESCALA	 INSAUSTI ®
05		OT1	04-07-25	1:12	
04		Comprobado	Fecha		
03					
02					
01		FICHA TÉCNICA REF. 54			PLANO Nº
MODIFICACIONES					350-0540-00